


RADIOMETER **LIVE**Reklamační formulář **ABL80 FLEX/BASIC/CO-OX/OSM**

Vážený zákazníku, abychom mohli Váš požadavek co nejrychleji vyřídit a zlepšovat dále kvalitu našich produktů, žádáme Vás, abyste tento formulář důkladně vyplnili a doručili ho zpět k nám do jednoho týdne od vyskytnutí závady. Vyměněný spotřební materiál prosím uschovejte po dobu tří týdnů, může se stát, že budete požádáni o jeho zaslání na adresu naší společnosti za účelem bližšího prozkoumání závady výrobcem.

Nutnou součástí reklamace je vytištěný reklamační formulář z analyzátoru, který vytisknete dle následujícího návodu.



Čas měření	Typ	Stav	Sekvence	Kalib
7.9.2016 11:37:33	Reinstalace	OK	16344	1047
5.9.2016 11:13:09	Auto	OK	16324	1007
5.9.2016 10:19:58	Auto	OK	16322	1006
5.9.2016 10:32:52	Inst. VEC	OK	16218	1004
20.7.2016 19:24:34	Auto	OK	14925	952
20.7.2016 18:52:31	Inst. VEC	OK	14921	951
17.6.2016 10:01:01	Auto	OK	13386	857
17.6.2016 9:34:55	Inst.	OK	13382	855
17.5.2016 13:17:36	Auto	OK	12550	804
17.5.2016 12:02:18	Auto	OK	12548	803
17.5.2016 12:38:19	Inst.	OK	12544	801
11.4.2016 10:11:11	Auto	OK	11360	728
11.4.2016 9:58:04	Auto	OK	11358	727
11.4.2016 9:20:12	Inst. VEC	OK	11354	725
15.2.2016 15:23:36	Auto	OK	8775	678
15.2.2016 15:00:28	Auto	OK	8773	630
15.2.2016 14:31:18	Inst. VEC	OK	8769	626

Všechny potřebné informace jsou obsaženy ve výsledcích QC nebo kalibrace analyzátoru, které můžete nalézt v menu analyzátoru. Klikněte na:


Menu> Data> Data> Interní QC nebo 2-bodové kalibrace nebo Manuální QC.

1. Pokud dojde k chybě, je zaznamenána v seznamu ve sloupci Stav, například pCO_2 . Klikněte na výsledek, je aktivován (modře).

2. Stiskněte symbol "Manuální QC nebo 2-bodové kal nebo Interní QC." V levém dolním rohu zobrazíte výsledek. Nyní můžete vytisknout výsledek klepnutím na tlačítko "Tisk"

Prosím přilepte tento výtisk z analyzátoru na druhý list tohoto dokumentu, zadejte název vaší instituce a vaše jméno. Pokud spotřební materiál vykazuje jinou chybu, než je možné vyzorovat z reklamačního formuláře, popište ji (např. z balení roztoků vytéká tekutina) a oskenovaný dokument nám zašlete e-mailem na reklamace@radiometer.cz nebo poštou na adresu naší společnosti.

Tento formulář a další jiné dokumenty můžete nalézt na stránkách: www.radiometer.cz/sluzby-pro-zakazniky/reklamace



Solution ID	C8301	C8302	C8303	C8304
Lab	207618	223679	223718	223763
Cycles	26	8	12	13
pH	7.22	6.81	7.62	
pCO ₂	39.9	19.3	17.7	
pNa	156	103	164	211
pK	4.16	7.89	7.89	
pCa	1.15	2.16	8.58	
pCl	111	79	125	
pSA	3.8	14.0	2.4	
pHb		20.1	-0.3	13.9
pO ₂		70.6	0.8	86.0
pO ₂ h		38.7	0.0	92.3
pCO ₂ h		20.9	0.0	4.2
pStab		10.8	0.0	1.6

Reklamační formulář **ABL80 FLEX/BASIC/CO-OX/OSM**

Vaše jméno: _____

Název instituce: _____

Kontaktní email a telefon: _____

Název a šarže reklamovaného zboží: _____

Doplňující informace: _____

Prosím zde přilepte výtisk.

Chcete zaslat potvrzení o přijetí reklamačního formuláře?

Ano Ne

Kontakt:

RADIOMETER s.r.o.
Křenova 3
162 00 Praha 6

Tel. +420 220 400 300
Fax: +420 220 400 302
Email: reklamace@radiometer.cz